


Path Finder™

Aide à la mobilité



REF FIN101



Walk With Path Limited, Old Post Room, Makerversity
Somerset House, London WC2R 1LA, United Kingdom

Version Number 1

Introduction


Path Finder a été conçu pour initier le pas de marche et prévenir les blocages liés à la maladie de Parkinson.

Regardez les lignes projetées et utilisez les pour continuer de marcher en passant au dessus.




Contenu de la boîte

Introduction



1. Produits 2. Câble de charge 3. Adaptateur

Introduction



Unité principale

Informations
importantes de
sécurité




Produit laser de classe 2
< puissance de 5mW à 515 nm, avec une divergence de $35 \times 0,07$ degrés
Un laser de classe 3B se trouve dans le produit, une puissance approximative de 5mW se trouve dans le produit.
Ne surtout pas allumer le produit avec une pièce manquante ou cassée.


Laser

Le produit est conçu pour projeter une ligne au sol.

- Eviter de regarder le faisceau laser directement.
- A utiliser avec précaution lorsque le faisceau laser est allumé
- Ne jamais diriger le faisceau laser vers les yeux d'une personne ou d'un animal
- Eviter de diriger le faisceau laser sur des surfaces très réfléchissantes.
- Veiller à ce que le laser ne perturbe pas quelqu'un en train de faire une tâche délicate ou dangereuse.
- Eviter de diriger le faisceau laser vers un matériel qui risque de prendre feu ou d'exploser.
- Ce produit résiste aux éclaboussures mais ne doit pas être plongé dans l'eau.



Informations importantes de sécurité




RADIATION LASER
NE PAS REGARDER DIRECTEMENT DANS LE FAISCEAU
PRODUIT LASER DE CLASSE 2

N'essayez pas d'ouvrir le produit. Cela vous exposerait à des radiations supérieures à ceux de la classe 2. Toute réparation du produit qui nécessite l'ouverture du boîtier de protection du laser ne doit être réalisée que par Walk With Path. N'essayez jamais d'ouvrir le boîtier chez vous.

ATTENTION - RADIATION LASER DE CLASSE 3B QUAND LE PRODUIT EST OUVERT. EVITEZ LA PROJECTION DIRECTE DANS LES YEUX.

Pour commencer à
utiliser Path Finder


Start using Path Finder



1

Lisez le manuel
Chargez le produit avant toute utilisation.


Pour commencer à utiliser Path Finder



2

Sortez le produit

Pour commencer à utiliser Path Finder




3

Positionnez le produit

Vérifiez que le strap soit bien fixé à la chaussure.

Pour commencer à utiliser Path Finder



Path Finder s'allume en appuyant sur le bouton sur la haut du boîtier. Une lumière verte (ou orange si la batterie est faible) indique quand le produit est allumé.


Quand vous êtes inactif pendant une certaine durée, le laser s'éteindra automatiquement et la lumière du bouton restera allumé. Cela est temporaire, le laser se rallumera quand un choc sera détecté.

5

Allumez le produit


Pour commencer à utiliser Path Finder

Un lumière
verte signale
que le produit
est allumé.




Comment calibrer Path Finder

Comment calibrer Path Finder: Pied droit




Projection correcte

Comment calibrer Path Finder: Pied Gauche



Projection correcte




6

Tournez l'unité

Ajuster le positionnement du produit (gauche-droite et haut-bas) pour régler la projection laser.

Comment calibrer Path Finder




7

Tournez la couronne

Utilisez la couronne d'ajustement pour régler l'inclinaison de la ligne si nécessaire.

Comment charger Path Finder


Comment charger Path Finder



Une lumière rouge ou orange indique une batterie faible.

■ **Signe de batterie faible**

Comment charger Path Finder




1

Prenez le câble

Note: Utilisez exclusivement le câble fournit. Ne pas charger avec un autre câble, cela pourrait endommager le produit.

Comment charger Path Finder




2


Branchez le câble

L'embout arrondi se branche dans la prise à l'arrière du produit.

Comment charger Path Finder




3 Prenez l'adaptateur



4

Connectez l'USB


Comment charger Path Finder




5 Branchez sur une prise

Note: Le produit ne peut fonctionner lors de la charge.


Comment charger Path Finder




orange constant
- batterie faible
- produit allumé



rouge constant
- batterie faible
- produit éteint



rouge constant
- en charge



lumières éteintes
- produit chargé




Li-ion

Information sur la batterie


Ce produit contient des batteries lithium-ion.

Jetez le produit en conséquences ou retournez le au fabricant.

Plus d'informations



Pour plus d'informations et pour regarder des vidéos de démonstration rendez vous sur www.walkwithpath.com



Walk With Path n'a pas connaissance de problèmes de santé et/ou d'effet secondaire indésirable lié à l'utilisaiton de PathFinder.



Walk With Path
Tous droits réservés